

# SGANCIO - AGGANCIO

(14)

## GUINZAGLIO

COS'È

→ non è uno strumento coercitivo, non è uno strumento con cui guidare le cose, ma solo una cintura di sicurezza.

- Il guinzaglio deve essere sostituito dalla CENTRIFUGAZIONE e dagli autocontrolli
- Il cane abituato a essere strutturato/contenuto → manca negativamente lo strumento; perde fiducia nel PO; si centrifuga in modo disordinato su qualsiasi cosa colpisca la sua attenzione; non permette lo sviluppo equilibrato delle COMPONENTI ELABORATIVE e POSIZIONALI.

COM'È

- 
- deve essere lungo 2/3 m, tale da consentire al cane di muoversi facendo le proprie distanze, per esplorare/perlustrare DA ciò che preoccupa un oggetto un ambiente
  - senza anelli e ganci; non estensibile

USO

- 
- la centrifugazione è un adeguato arousal per evitare di NON MANDARE MAI il guinzaglio in tensione → deve rimanere lasso, il moschettiere appoggiato nella schiena

- Sia l'aggancio che lo sgancio devono realizzarsi quando il cane si trova in uno STATO DI CALMA, con i giusti AUTOCONTROLLI, CENTRIFUGATO nel PO.
- Non dobbiamo sganciare quando il cane mette in tensione il guinzaglio e l'arousal è molto alto: aspettiamo che si calmi e che ci guardi.
- Attenzione alla fase di aggancio: non deve essere marcata con una emozione negativa, altrimenti il cane si sottrarrà, perdendo fiducia nel PO.

LA FASE DI SGANCIO

disciplina e arousal nel momento di libertà

LA FASE DI RIAGGANCIO

lavora sulla fiducia nei confronti del PO

## OBIETTIVI:

- calma
- autocontrolli
- centrifugazione in ambiente esterno
- mediazione
- acquisizione di competenze socio-relazionali
- giusto posizionamento dell'arousal
- monitoraggio del livello di fiducia e allineamento nel binomio (la fiducia si realizza nella fase di riaggancio; l'allineamento si osserva sia nel momento in cui il cane tira prima di essere messo in libertà, sia dal livello di centrifugazione che il cane dimostra in libertà. N.B. → NON CONFONDERE CENTRIFUGAZIONE CON MOTIVAZIONE PERLUSTRATIVA ed ESPLORATIVA)